



Pre-preg Carbon AFO

KÄYTTÖOHJEET



Advance






Stability



Fixation

ORTHO BALTIC



ÄLÄ YLITAITA AFOASI, KUN LÄHDET ALAKERTAAN TAI YLÄKERTAAN
JA KYYYKYTÄT

LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN TUOTTEEN
KÄYTTÖÄ

SISÄLLYS

1. TÄMÄN ASIAKIRJAN TARKOITUS
2. TÄRKEIMMÄT TUOTETIEDOT
 - 2.1. Tuotteen nimi
 - 2.2. Valmistaja
 - 2.3. Käyttötarkoitus
 - 2.4. Merkkejä
 - 2.5. Vasta
3. VAROITUKSET JA VAROTOIMET
 - 3.1. Sopiva
 - 3.2. Käyttörajoitukset
 - 3.3. Päivittäinen aktiivisuus
 - 3.4. Kengät ja muut komponentit
 - 3.5. Ihon seuranta
 - 3.6. Päivittäinen ortoosin seuranta
 - 3.7. Ortoosin muuttaminen
4. MITEN ORTOOSI LAITETAAN
 - 4.1. Kengät
 - 4.2. Välitasot
 - 4.3. Vasikan osan kiinnitys
5. HOITAA
6. DISPOSAL
7. RAPORTIT

1. TÄMÄN ASIAKIRJAN TARKOITUS

Tämän asiakirjan päätarkoituksena on ilmoittaa potilaalle tämän lääkinällisen laitteen käytön aikana noudatettavat ohjeet ja varotoimet. Näiden ohjeiden noudattaminen takaa myös tuotteen pitkäikäisyyden.

2. TÄRKEIMMÄT TUOTETIEDOT

2.1. Tuotteen nimi

Easy Walk® nilkka-jalka orthosis (AFO)



Tuotemalli	Tuotteen koodi	Basic-UDI	EU-patentin numero
Easy Walk® Fixation AFO	AFO10F	477903210EWAFO10FSZ	LT5887
Easy Walk® Stability AFO	AFO10T	477903210EWAFO10TTV	LT5874
Easy Walk® Advance II AFO	AFO12A	477903210EWAFO12ASV	LT5450
Easy Walk® Advance AFO	AFO10A	477903210EWAFO10ASP	LT5450
Easy Walk® Eco AFO	AFO10E	477903210EWAFO10ESX	LT5450

2.2. Valmistaja



Ortho Baltic UAB
Taikos Ave. 131A, LT-51124 Kaunas, Liettua
+370 37 473970
info@orthobaltic.lt
www.orthobaltic.eu

2.3. Käyttötarkoitus ja etuudet

Easy Walk® preg hiilikuituiset nilkka-jalka ortoosit (APO) on suunniteltu tukemaan potilasta, jolla on jalkapudotustila. Easy Walk®-laitteet optimoivat toe-hissin kävelysyklin aikana olevan energian paluun vuoksi hiilikomposiittien avulla.

2.4. Merkkejä

Easy Walk® Advance Easy Walk® Advance II Easy Walk® Eco	Easy Walk® Stability	Easy Walk® Fixation
<ul style="list-style-type: none">Jalan pudotus toissijainen neurologisiin häiriöihin	<ul style="list-style-type: none">Jalan pudotus toissijainen neurologisiin häiriöihinNilkan epävakausSpastisuus (lievä taso)Proprioseptinen alijäämä	<ul style="list-style-type: none">Jalan pudotus toissijainen neurologisiin häiriöihinVakava nilkan epävakausSpastisuus (lievä-kohtalainen taso)Proprioseptinen alijäämä

2.5. Vasta

- Vakavat nilkan ja jalan epämuodostumia
- Vakava spastisuus
- Ödeema
- Vasikan ja jalka-ihon tulehdukselliset vauriot

3. VAROITUKSET JA VAROTOIMET



Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa ortoosin vaurioitumiseen ja vaaralliseen käyttöön. Se voi myös mitätöidä takuun.

3.1. Sopiva

Vain sertifioitu ortoosi voi sopia sinulle tämän ortoosin kanssa. Ammattilaisen on neuvottava sinua laitteen käytöstä. Tämän käyttöohjeen lausumat on selitettävä myös sinulle. Käy säännöllisesti orthosisillasi seurannassa ja noudata aina hänen ohjeitaan.

Tämän ortoosin käyttäjän painoraja on 120 kg.

3.2. Käyttörajoitukset

Ortoosi on tarkoitettu liikkumishäiriön osittaiseen kompensointiin eli ortoosi auttaa potilasta liikkumaan. Se ei kuitenkaan suorita täysin terveiden jalan toimintoja eikä anna potilaalle muita fyysisiä lisäominaisuuksia. Päinvastoin, ortoosi voi haitata tiettyjen liikkeiden suorittamia tiettyjä liikkeitä, jotka voidaan tehdä terveellä jalalla. Siksi on tarpeen olla tietoinen mahdollisesta riskistä, joka syntyy tietyissä tilanteissa, esimerkiksi silloin, kun ylitys tapahtuu välittömästi, kun ilmestyy odottamaton este jne.

3.3. Päivittäinen aktiivisuus

Ortoosi luodaan tavallisille päivittäisille liikkeille ja sitä voidaan taivuttaa rajoitetusti. Liiallista ja äkillistä taivumista mihin tahansa suuntaan on kuitenkin vältettävä. Tämä lyhentää ortoosin pitkäikäisyyttä ja voi johtaa äkilliseen rikkoutumiseen, joka voi jopa aiheuttaa vamman. Siksi ole varovainen, ettei ylitaita AFO: ta, kun menet alakertaan tai yläkertaan ja kyykyssä.

Älä seiso liikaa vain jalalla enkä koskaan toisaalla. Jos et ole varma, aseta koko jalkasi varovasti pinnalle, jotta et liukastu onnettomuuksiin.

Yleensä suositellaan aktiivista elämää. Tätä ortoosia voidaan käyttää joissakin urheilutoiminnoissa rajoituksin. Jokainen tapaus on kuitenkin yksilöllinen. Keskustele ortoosistisi kanssa päivittäisistä aktiviteeteistasi ja erityistarpeistasi ja noudata hänen neuvojaan varmistaaksesi AFO:si turvallisen käytön.

Jos tunnet epätavallista epämukavuutta ortoosin käytön aikana, lopeta käyttö ja ota yhteyttä Orthostiin.

3.4. Kengät ja muut komponentit

Ortoosia saa aina käyttää vain yhdessä ortoosin hyväksymän kengän, pohjallisten, pehmusteiden, hihnan ja muiden komponenttien kanssa.

AFO, jolla on väärä kenkä, voi menettää toiminnallisuutensa ja jopa aiheuttaa onnettomuuden.

Ortoosin ja jalan välillä on oltava tiettyjä välikerroksia ihovaurioiden (ärsytysten, haavaumien ja muiden) estämiseksi.

Katso lisätietoja osiosta 4.

3.5. Ihon seuranta

On suositeltavaa tutkia jalka joka kerta ortoosin käytön jälkeen. Jos näet ihoärsytystä, rakkuloita tai tunnet epämukavuutta, lopeta ortoosin käyttö ja ota yhteys ortoosiin. Ole erityisen varovainen, jos sinulla on diabetes.

3.6. Päivittäinen ortoosin seuranta

Tarkista ortoosi päivittäin, onko aineellisissa rypyissä vaurioita, kulumista tai muodostumista. Jos havaitset jotain, älä käytä ortoosia enempää ja ota yhteyttä ortoosistiin.

Ole varovainen rikkoutuneen ortoosin kanssa - haljenneet hiiliosat voivat olla teräviä ja aiheuttaa vamma.

Tarkista, että hihnat, pehmusteet ja pohjalliset eivät ole kuluneet. Jos näin on, ota yhteyttä Orthotistiin ja pyydä uutta korvaajaa.

3.7. Ortoosin muuttaminen

Älä leikkaa, kuumenna tai muuta ortoosiasi millään tavalla, koska se voi vaurioittaa tai heikentää laitteen toimivuutta. Muutokset saa tehdä vain orthoristi.

4. MITEN ORTOOSI LAITETAAN

Ortoosi kengällä, sukka ja pohjallinen täydentävät toisiaan. Ortoosia ei voi käyttää yksin. Vain ortoosistisi valitsema yhdistelmä kaikkia elementtejä yhdessä tarjoaa aiotun toiminnallisuuden.


Easy Walk® ja AFO: n kolme vaihetta:

1. Laita ortoosi kengässä ja sujauta jalkasi sisään;
2. Kiinnitä ortoosi vasikan hihnalla;
3. Kiinnitä kenkä tiukasti.

4.1. Kengät

Jotta ortoosi voidaan paikantaa oikein, kengän on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- kantapään korkeuden on oltava oikea ja sen on oltava määrättyä AFO:ta vastaava;
- niiden on oltava vakaita ja tarjottava asianmukaista tukea kaikilta puolilta, erityisesti kantapäästä;
- korkeuden on oltava enintään malleolus, ei korkeampi;
- on kiinnittyvä lujasti, mikä rajoittaa jalan liukumista mihin tahansa suuntaan




4.2. Välitasot

Ortoosin ja jalan välissä on oltava välikerroksia:

- Ortoosia on aina käytettävä pehmusteen kanssa;
- Pohjallinen tai peitemateriaali on kiinnitetty jalkalevyn yläosaan.
- Sukkia on käytettävä ihon suojaamiseen ja hengityksen vähentämiseen.


4.3. Vasikan osan kiinnitys

Vasikan hihnat on kiinnitettävä tiukasti, mutta ei liian tiukasti verenkierron rajoittamisen välttämiseksi.



Advance II: säädähihnan pituus koukulla & silmukalla ja käytä magneettista solki kiinnitykseen.

Kiinnitä kiinni pitelemällä yhdellä kädellä soljen A-osaa ja kiristämällä hihna vetämällä B-osa A-osan yli. Magneetti nappaa molemmat osat yhteen ja lukitsee ne turvallisesti. Avaa vetämällä vetokieleke (C) irti.



5. HOITAA

Tarkista ortoosi päivittäin kohdassa 3. Puhdista AFO tarvittaessa kostealla liinalla. Pese pehmusteet jopa 40 °C:ssa ja ilmakeivä.


6. DISPOSAL

Ortoosi on hävitettävä kansallisen lainsäädännön ja määräysten mukaisesti.

7. RAPORTIT

Käytännön kokemus tästä AFO: sta on kriittinen Easy Walk® -tuotteiden kehittämiseksi. Jos sinulla on valituksia, kommentteja tai ideoita AFO: n parantamiseksi, ilmoita siitä Orthotistille tai valmistajalle sähköpostitse info@orthobaltic.it

Jos laitteeseen liittyy vakavia vaaratilanteet, ilmoita niistä Orthotistille, valmistajalle tai paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.



ORTHO BALTIC

Ortho Baltic UAB
Taikos Ave.131, LT-51124
Kaunas, Lietuva
+370 37 473970
info@orthobaltic.lt
www.orthobaltic.eu

