

EASY WALK® Fußplatte FP02-S

Easy Walk® – eine neue Generation von Standardorthesen aus Karbonfaser, hergestellt in Prepreg-Technologie. Sie wurde von Spezialisten der Firma Ortho Baltic in langjähriger Erfahrung bei der Herstellung von Maßschuhen und Orthesen an Patienten sowie durch die Zusammenarbeit mit Fachärzten für Orthopädie der medizinischen Universität Kaunas entwickelt.

Fußplatte FP02-S

Easy Walk® FP02-S ist eine steife Fußplatte aus Prepreg Karbonfaser, welche in Schuhen mit 10 bis 20mm Fersensprengung getragen werden kann. Durch das spezielle Design stabilisiert die Fußplatte den Fuß und verteilt den Bodendruck während des Schrittes gleichmäßig ohne zusätzliches Gewicht oder besondere Platzreserven zu beanspruchen.

Vorteile

Die gegenwärtig auf dem Markt angebotenen Produkte zu diesem Zweck sind aus Kunststoff, Stahl oder thermoplastischer Karbonfaser. Im Vergleich hat unsere Lösung verschiedene Vorteile – sie ist viel leichter (etwa 40 g./Stück) und dünner (1.8mm) als die oben genannten Materialien, jedoch mit den gleichen oder besseren Eigenschaften.

Der wichtigste Vorteil der Karbonfaser ist der Energie-Rückfederungseffekt, der durch die besondere Materialtechnologie entsteht und das Gehen erleichtert.

Weil aus reiner Karbonfaser hergestellt, ist das Produkt erheblich weniger anfällig für Materialermüdung als Stahl oder Kunststoffe und bietet deshalb eine höhere Dauerhaftigkeit.

Indikation:

- Diabetes;
- Nachbehandlung im Bereich des Metatarsalknochens;
- Knöchelfraktur;
- Postoperative Fussversorgung (z.B. Hallux-valgus) oder Zehen-Teilamputation, etc.

Anpassung

Die Form der Fußplatte ist passend zu Schuhen mit 10 bis 20mm Absatzeinstellung konstruiert. Sie kann einfach mit einem selbstklebenden Deckenmaterial überzogen oder als Basis für den Aufbau einer individuellen Einlagen benutzt werden, wenn der Patient eine besondere Abstützung (z.B. Pronation oder Supination) benötigt. In jedem Fall wird das Resultat eine steife, dünne und funktionelle Einlage darstellen.



Artikelnummer	Seite	Größe	Schuhgröße
FP02-S=LXS	Links (L)	XS	34-36
FP02-S=LS	Links (L)	S	36-39
FP02-S=LM	Links (L)	M	39-42
FP02-S=LL	Links (L)	L	42-45
FP02-S=RXS	Rechts (R)	XS	34-36
FP02-S=RS	Rechts (R)	S	36-39
FP02-S=RM	Rechts (R)	M	39-42
FP02-S=RL	Rechts (R)	L	42-45

Baltic Orthoservice UAB

Taikos ave. 131A, LT-51124 Kaunas, Litauen
Tel. +370 37 473970, Fax. +370 37 473863
E-mail: info@orthobaltic.lt, www.orthobaltic.eu